

Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden

Philips Respironics

Phönix 3 / REMstar Pro / REMstar Auto / BiPAP Auto /
BiPAP ST / BiPAP autoSV

- 1. Drehen Sie den „Ein/Aus“-Drehknopf (Taste 1) bis das Feld „Info“ im Display grau hinterlegt ist.**
- 2. Drücken Sie den Drehknopf, um in das „Info“-Menu zu gelangen**
- 3. Drehen Sie dann den Drehknopf auf „Abfrage“, sodass diese grau hinterlegt ist. Durch weiteres Drücken des Drehknopfes gelangen Sie in das Menu der „Abfrage“**
- 4. Im Menu „Abfrage“ finden Sie in der zweiten Zeile Ihre Therapiestunden (grau hinterlegt im Display).**
- 5. Lesen Sie den Wert von Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein**



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care